



Vous présente un nouvel ECG

EDAN

SE-300B ECG 3 pistes

Pratique, Rapide, Précis à Prix Très Accessible



ECG 3 Pistes SE-300B – Grand écran / Ref : EDA008

- Poids : 2.5 kg / Dimensions : 28.8 x 21 x 70 cm / Autonomie : 3 heures / Mémoire 144 ECG.
- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- Filtration digitale :
 - bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.
 - Bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF
 - principal d'alimentation : 75/100/150 Hz
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- Ecran : 320 x 240 LCD
- Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion
- Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- Papier : 80 mm x 20 m / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s,
- Connectivité : Ethernet / RS232 / USB
- Ecg livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes intégrées / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange)
- Validation CE / TÜV
- Garanti 2 ans
- Options :
 - Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies.
 - Pied à roulette
 - Sacoche de transport.