

LIAN METAL BRASSARD VELCRO NYLON GRIS, ADULTE (M) SPENGLER

Réf. DSP521311



LIAN METAL BRASSARD VELCRO NYLON GRIS, ADULTE (M) SPENGLER



Réf. **DSP521311**

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), nylon, gris

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446009922

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,720

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



07/05/2021 19:28 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSP521311

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON ROUGE ADULTE (M) SPENGLER

Réf. DSP521317



LIAN METAL BRASSARD VELCRO COTON ROUGE ADULTE (M) SPENGLER



Réf. DSP521317

Modèle ambidextre offrant un très grand confort d'utilisation grâce à son grand cadran.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

CONFORT

- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Cuillère ergonomique et poire rainurée pour une parfaite prise en main
- Ambidextre par simple rotation
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable
- Protège manomètre en mousse antichoc

BRASSARD

- Brassard adulte taille M (26-34 cm), coton, rouge

OPTION

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446008857

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,750

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



07/05/2021 19:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSP521317

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.