


Paravent mobile interventionnel avec passage des mains Vitre inclinée



version avec «ouverture à droite»



Paravent mobile plombé dédié aux interventions en radiologie interventionnelle, bloc interventionnel, cardiologie interventionnelle et scanner interventionnel.

Avantages :

- Evite l'installation d'une suspension
- Passage des mains en raison de l'absence d'un montant sur un côté
- Continuité de la radioprotection pour une parfaite protection de l'intervenant
- **Vitre inclinée pour une meilleur visibilité du patient allongé**

Equivalences Plomb :

- Vitrage : 2 mm
- Sous bassement : 2 mm
- Bavette : 0,50 mm

Dimensions :

- Largeur totale : 800 mm
- Hauteur totale : 1805 mm
- Glace plombée : l.700 x H. 600 mm (inclinaison fixe à 155°)
- Sous-bassement : l.700 x H. 844 mm
- Bavette : l.720 x 480 mm

3-127 : Paravent mobile interventionnel avec passage des mains vitre inclinée (ouverture à droite)

3-127-1 : Paravent mobile interventionnel avec passage des mains vitre inclinée (ouverture à gauche)