

OMRON**FRAFITO**
EQUIPEMENTE S.R.L.REF OMR301
HBP-1320-E

HBP-1320

Tensiomètre automatique au bras
pour un usage professionnelRobuste, résiste aux chocs,
pour un usage intensif

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ 2 modes de fonctionnement : oscillométrique ou auscultatoire manuel
- ✓ 5 tailles de brassard et deux longueurs de tube : pour couvrir une large cible de patients et plus de facilité d'utilisation
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Fonction arrêt en cas de mouvement du corps
- ✓ 4 pré-réglages de la pression de gonflage
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Fonction d'affichage de la dernière mesure
- ✓ Extinction automatique
- ✓ Grand écran rétroéclairé
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Conçu pour être utilisé sur une table ou un trolley
- ✓ Compact et facile à transporter grâce à sa poignée intégrée
- ✓ Pour un usage chez les adultes et les enfants de plus de 3 ans avec un tour de bras entre 12 cm et 50 cm

Type de brassard	Souple
Taille brassard	22-32 cm et 32-42 cm (fournis avec l'appareil)
Bluetooth	Non
Date/Heure	Non
Alimentation	Batterie rechargeable (300 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, 2 brassards, adaptateur secteur, batterie rechargeable, manuel d'utilisation, carte de garantie
Matériaux	ABS, polycarbonate, nylon/ polyester, PVC
Conditions d'utilisation	Température : +5 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 85%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids			Conditions de stockage /transport	
		Produit	Packaging		Température	Taux d'humidité
			Moniteur seul	Pack unitaire		
HBP-1320-E	40 15672 11129 5	123 x 99 x 201 mm (sans brassard) 520 g	239 x 170 x 154 mm 1,63 kg	808 x 211 x 262 mm 8,93 kg	- 20°C à +60°C	10 à 95%

Accessoires compatibles

Se reporter à la page 12