

REF OMR331
HEM-7154-E

M3

Tensiomètre automatique au bras
pour un usage à domicile



Indicateur de battements irréguliers du cœur

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

Type de brassard	Souple
Taille brassard	Adulte 22-42 cm
Bluetooth	Non
Date/Heure	Oui
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (1000 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, boîte de rangement, piles, 2 manuels d'utilisation
Matériaux	ABS, nylon, polyvinyl chloride, polycarbonate
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions [L x H x P] / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7154-E	40 15672 11183 7	105 x 87 x 153 mm 310 g (sans piles)	145 mm x 594 mm (tube à air : 750 mm) 170 g	125 x 165 x 118 mm 725 g	623 x 208 x 276 mm 8,4 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation	Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR025	HEM-CS24	Brassard 17-22 cm	OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur
OMR026	HEM-CR24	Brassard CM2 22-32 cm	OMR338		Connecteur brassard
OMR249	HEM-RML31	Brassard 22-42 cm			

(1) Takahashi et al Validation of Home Blood Pressure-monitoring Devices Omron EVOLV (HEM-7600T-E), HEM-9210T, and M3 Comfort (HEM-7134-E) According to European Society of Hypertension International Protocol (ESH-IP). Revision 2010. J. Clin. Physiol., Vol. 49, No. 1, 2019.
Le tensiomètre M3 d'OMRON est un dispositif de contrôle de la tension artérielle destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif médical réglementé de classe IIa portant le marquage CE0197. Fabriqué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations.