



GUÉRIDONS D'ANESTHÉSIE ET CHARIOTS À PANSEMENTS

ANAESTHESIA
AND DRESSING TROLLEYS





CHARIOTS À PANSEMENTS DRESSING TROLLEY

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure entièrement soudée en inox 304 L
3 plateaux insonorisés en inox avec galeries
2 dimensions : 600 x 400 mm / 750 x 500 mm
4 roulettes Ø 100 mm, 2 à freins, avec roulement à billes
Tiroirs en inox avec glissières à galets
Hauteur façade tiroir : 120 mm
Dimensions utiles :
600 x 400 mm : 515 x 315 x 110
750 x 500 mm : 665 x 415 x 110
Porte-flacon amovible
Poubelle incorporée avec seau amovible, capacité 20 L
4 pare-chocs

STANDARD FEATURES

Fully welded frame in 304L shining stainless steel
3 sound insulated stainless steel shelves with guardrails
2 dimensions : 600 x 400 mm / 750 x 500 mm
4 Ø 100mm castors, 2 with brakes
Stainless steel drawers with blocking mechanism
Drawer height: 120mm
Usable dimensions:
600 x 400 mm : 515 x 315 x 110
750 x 500 mm : 665 x 415 x 110
Removable container holder
Built-in 20L capacity bin with removable bucket
4 shock absorbers




Modèles Models	600 x 400 mm	750 x 500 mm
446	☒	☐
546	☐	☒

Accessoires Accessories

961

Sachet
de 10 bobines de
20 sacs poubelles
Pack of 10 rolls
of 20 binliners

7596 7597 7696 7697
400 mm 600 mm 500 mm 750 mm



Séparateur ABS
ABS Separator

GUÉRIDONS D'ANESTHÉSIE ANAESTHESIA TROLLEY

3 tiroirs de 120 mm / 3 drawers 120 mm

Modèles Models	600 x 400 mm		750 x 500 mm	
	Epoxy	Inox Stainless steel	Epoxy	Inox Stainless steel
43632	●			
43630		●		
43732			●	
43730				●



3 tiroirs de 240 mm / 3 drawers 240 mm

Modèles Models	600 x 400 mm		750 x 500 mm	
	Epoxy	Inox Stainless steel	Epoxy	Inox Stainless steel
44632	●			
44630		●		
44732			●	
44730				●



4 tiroirs de 120 mm et 1 tiroir de 240 mm 4 drawers 120 mm and 1 drawer 240 mm

Modèles Models	600 x 400 mm		750 x 500 mm	
	Epoxy	Inox Stainless steel	Epoxy	Inox Stainless steel
44652	●			
44650		●		
44752			●	
44750				●



Options*

* A demander impérativement lors de la commande, montage usine / Plant installed, must be ordered with initial order

871



Canon soudé
ø 16 mm
Welded socket ø 16mm

878-12




Etai coulissant pour rail
25 x 10 mm, ø 16/18 mm
Sliding clamp for
25 x 10 rail, ø 16/18 mm

4965-40



Glissière à sortie totale
avec amortisseurs
Full extension drawer slide
with smooth self closing

4965-50



Glissière à sortie totale
avec amortisseurs
Full extension drawer slide
with smooth self closing

984 + 871



Tige porte-sérum
4 crochets avec canon
4 hook IV pole with socket

985 + 871




Tige porte-sérum
2 crochets avec canon
2 hook IV pole with socket

5000



Pare-chocs annulaires
Ring bumpers

42301



Tablette époxy pivotante
Pivoting epoxy shelf

42303-02 + 47310-01C
ou/or 47312-01C



Support sac poubelle
réglable avec rail
Adjustable waste bag
holder with rail

42305




Planche massage cardiaque
en résine avec support
Resin cardiac massage board
with holder

42320




Multiprise avec support
Electrical socket with
holder

42320-60 42320-75



Bloc multiprise sous
tablette monitoring
Multiple plug under
monitoring tray

47363-01H 47373-01H



Galerie supérieure 3 côtés
3 sided upper rail

47364-01H 47374-01H



Galerie supérieure 4 côtés
4 sided upper rail

42465



Crochet inox
Stainless steel support
hook

42467 42567



Tablette abattante
Folding shelf

42468



Tablette supérieure pour
support monitoring
Upper shelf

42568



Tablette supérieure pour
support monitoring
Upper shelf

42469 + 47310-01C
ou/or 47312-01C



Support bouteille oxygène
Ø 16 mm maxi avec rail
Oxygen bottle holder maxi
ø 16 with rail

42473



Blocage tiroir par scellé
(demi-hauteur) / Scellé non fourni
Sealed drawer blocking system
(half height) / Sealed not supplied

42474



Blocage tiroir par scellé
(demi-hauteur) / Scellé non fourni
Sealed drawer blocking system
(half height) / Sealed not supplied

42475-01 + 47310-01C
ou/or 47312-01C



Support sonde
Tube support

47310-01C 47312-01C



Rail latéral aluminium
Aluminium side rail

47363-01B 47373-01B




Galerie inférieure 3 côtés
3 sided lower rail

47364-01B 47374-01B




Galerie inférieure 4 côtés
4 sided lower rail

7596 7597 7696 7697



Séparateur
Separators

42470 42471 42570 42571



Rail inox 25/10
25/10 stainless steel rail

Modèle époxy avec choix de couleurs différentes pour les poignées
Epoxy model with the choice of different colors for the drawer handles

GUÉRIDONS D'ANESTHÉSIE ANAESTHESIA TROLLEY

Vous pouvez concevoir vous-même votre guéridon d'anesthésie : vous choisissez le modèle, la taille, les équipements et les couleurs dans le nuancier ci-contre.

You create your own anaesthesia trolley: you choose the base model, the size, the equipment and the colors in the opposite colour chart.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Structure et plateau soudés en inox AISI 304
Habillage et façades de tiroirs en inox
Tiroir sur glissières à galets sorties simple
Bac de tiroir en inox AISI 304
4 roues antistatiques Ø 100 mm dont 2 à freins
Hauteur 94 cm

Dimensions utile des tiroirs (modèle 600 x 400 mm) :

Hauteur façade 120 mm : 518 x 318 x 110 mm
Hauteur façade 240 mm : 518 x 318 x 230 mm

Dimensions utile des tiroirs (modèle 750 x 500 mm) :

Hauteur façade 120 mm : 668 x 418 x 110 mm
Hauteur façade 240 mm : 668 x 418 x 230 mm

STANDARD FEATURES


Welded frame and tray in stainless steel AISI 304
Drawer panels and side panels in stainless steel
Drawers on simple runners
Stainless steel AISI 304 drawers
4 anti-static castors Ø 100 mm, 2 with brakes
Height 94 cm

Internal dimensions of drawers (model 600 x 400 mm):

Drawer height 120 mm: 518 x 318 x 110 mm
Drawer height 240 mm: 518 x 318 x 230 mm

Internal dimensions of drawers (model 750 x 500 mm):

Drawer height 120 mm: 668 x 418 x 110 mm
Drawer height 240 mm: 668 x 418 x 230 mm



FE-28/14

